

Etralon srl
Via Bellini, 112 - S. A. Li Battiati (CT)
info@etralon.it / www.etralon.it
 Etralon srl

BIG-ONE – Carrozzina ad autospinta per pazienti bariatrici

Ref. BIG-ONE XX



Il colore del dispositivo nella foto è puramente indicativo.

Descrizione

Carrozzina ad autospinta per persone obese con telaio pieghevole in acciaio, braccioli desk, pedane estraibili e regolabili in altezza, paletta poggia-piedi in alluminio con cinghie ferma tallone. Ruote posteriori da 24" con copertone in PU pieno, ruote anteriori in plastica da 8" con copertone in PU pieno montate su forcelle in acciaio. Tele seduta in Nylon imbottito rinforzato con tasca posteriore sullo schienale.

Disponibili nelle misure di seduta 52, 56 e 61 cm.

Destinazione d'uso

Carrozze indicate per pazienti obesi che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione della funzionalità degli arti inferiori.

Caratteristiche Tecniche

Codice ref.	BIG-ONE 52	BIG-ONE 56	BIG-ONE 61
Larghezza seduta	52 cm	56 cm	61 cm
Profondità seduta	46 cm	46 cm	46 cm
Larghezza totale	74 cm	78 cm	83 cm
Lunghezza totale	111 cm	111 cm	111 cm
Altezza seduta	53 cm	53 cm	53 cm
Altezza schienale	37,5 cm	37,5 cm	37,5 cm
Altezza braccioli	24 cm	24 cm	24 cm
Portata	160 Kg	180 Kg	
Materiali	Telaio in acciaio verniciato in nero. Schienale e seduta in nylon rinforzato. Ruote posteriori con cerchio in nylon. Ruote anteriori con cerchio in plastica. Forcella per ruote anteriori in acciaio. Imbottitura braccioli in Poliuretano. Sistema frenante in acciaio. Mancorrenti in acciaio verniciato in nero.		
Peso	circa 32,3 kg, secondo configurazione		
Diametro 3ruote posteriori	24" in plastica		
Diametro 3ruote anteriori	8"		
Copertoni	In PU pieno		
Freni di stazionamento	Leve ad azionamento manuale		
Braccioli	Desk		

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.